

除菌比較実験 1

2012.2.2 南沢

ハロー試験にて実施

標準寒天培地を使用

標準寒天培地にて培養した菌を用いた。

精製水20ccに1白金耳を攪拌させ、0.1cc培地に滴下し一面に塗付。


中心にろ紙を置き、試験液を0.3cc滴下し除菌力を比較した。

35℃にて24時間培養


試験液

1. 水道水
2. タケックスクリーン(株)タケックスラボ
3. ビエリモ200ppm

1. 水道水



2. タケックスクリーン(株)タケックスラボ



3. ビエリモ200ppm

