

除菌比較実験 2

2012.2.7 南沢

ハロー試験にて実施

標準寒天培地を使用

標準寒天培地にて培養した菌を用いた。

精製水20ccに1白金耳を攪拌させ、0.1cc培地に滴下し一面に塗付。


中心にろ紙を置き、試験液を0.3cc滴下し除菌力を比較した。

35℃にて24時間培養


試験液

1. 水道水
2. 蒸留水
3. タケックスクリーン(株)タケックスラボ
4. セーフコール58S(株)ニイタカ
5. ビエリモ100ppm
6. ビエリモ200ppm
7. エタノール70%液


1. 水道水



2. 蒸留水



3. タケックスクリーン



3. タケックスクリーン

